

koncentrirana otopina za dezinfekciju/čišćenje medicinskih proizvoda i drugih površina te opreme svih vrsti **AKTIVNI KISIK IZ ORGANSKE KISELINE**
NOVO: s inhibitorima korozije!



SVOJSTVA I DJELOVANJE: Koncentrirana otopina osebujna mirisa, dezinficijens širokog spektra i visoke razine, sinergističkog antimikrobnog djelovanja mravlje kiseline i dviju kvarternih amonijskih soli, s odličnim svojstvima čišćenja, čak i kod veoma visokog organskog opterećenja. Iznimno brzo i u niskim koncentracijama djeluje baktericidno (uklj. *M. tuberculosis*), na gljive, na viruse (uklj. HBV, HCV, HIV, HBV, HCV, HIV, H5N1, noro, rota, vakcinija); ne interferira sa sapunima iroteinima, dobre podnošljivosti za materijale i kožu, niske toksičnosti, ugodnog mirisa, ekološki prihvatljiv, ekonomičan. Testiran prema EN 1276, EN 1650, EN 13697 (VAH certifikati).

SASTAV: 100 g otopine sadržava: 13,2 benzalkonij-klorida, 6,0 g didecil-dimetil-amonij-klorida, 4,5g mravlje kiseline. **INDIKACIJE:** Dezinfekcija širokog spektra i čišćenje površina, opreme i pribora, naročito medicinskih proizvoda, te drugih površina i predmeta. **KONTRAINDIKACIJE:** preosjetljivost na osnovne sastojke. **MJESTO PRIMJENE:** inventar, stolovi i podovi, kreveti i oprema u medicinskim prostorima visokog rizika; zbog niske toksičnosti i odličnih svojstava pranja prikladan je za dezinfekciju i pranje u istom postupku u prostorima za pripremanje hrane i u prehrambenoj, kao i u farmaceutskoj industriji. **NAČIN UPORABE:** Descocid N se upotrebljava razrijeđen vodom, a radne otopine se pripremaju prema tablici:

Descocid volumen (ml)	Nadopuniti vodom do 1 L	Koncentracija radne otopine Descocida (%)	Vrijeme djelovanja
50	1	5,0	2 min
30	1	3,0	5 min
20	1	2,0	15 min
10	1	1,0	30 min*
5	1	0,5	1 sat*
2,5	1	0,25	4 sata

*HBV 1% 15 min (0,5% 2 sata), HCV 0,25% 15 min, noro 1% 60 min, rota 1% 1 min, HSV (herpes) 0,25% 15 min, bakterije, uklj. *M. tb* 2 % 15 min

Fiksne površine se prebrišu radnom otopinom, a pribor i inventar se mogu uroniti u radnu otopinu Descocida N. Može se upotrebljavati i iz boce s raspršivačem. **NAČIN ČUVANJA:** Čuvati podalje od dohvata djece pri temperaturi do 25 °C. **OPREMA:** plastična ambalaža: 2L, 5 L

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH, D-50259 Pulheim/Njemačka/EU. www.antiseptica.com. Proizvedeno sukladno standardima DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 13485, GMP kao i sukladno MDD 93/42/EWG Vodopravna dozvola Klasa:UP/-034-03/03-02/564

REGISTRACIJA: Br. i datum Rješenja Agencije za lijekove i med. proizvode: Min.zdravstva: UP/I-530-09/-08-5/558 od 28.11.2008.

Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer: **ANTISEPTICA d.o.o.**, Magdalenićeva,1, Velika Gorica., tel. ++385 1 6214 790, fax 01 6226 952, e-mail: info@antiseptica.hr, www.antiseptica.hr rev žž 04 2011.

